

VETBOARD

Руководство пользователя



ВХОД В СИСТЕМУ

Вход в систему осуществляется по ссылке вида <https://<clinic>.vetboard.ru> (полную ссылку уточните у вашего администратора системы).

Если вы являетесь администратором, то доступ вам был выслан на контактную электронную почту.

Для входа необходимо ввести логин и пароль. Данные для авторизации вы можете получить, обратившись к вашему администратору системы.

После успешной авторизации выберите свое отделение и нажмите “Сохранить”.



ИНТЕРФЕЙС

The interface is divided into several functional areas:

- Header Bar:** Contains navigation buttons (<< >>), a status button (Сейчас), a button for copying the previous shift (Копия пред. смены), and an export button (Экспорт). The central display shows the date and time: 24.05, 10:00 - 22:00. On the right, there are buttons for templates (Шаблон), filters (Только НЕВЫПОЛНЕННЫЕ задания), a toggle for including cancelled tasks (Включая отмен. задачи), and a summary of tasks (12ч, 24ч, -48ч, неделя).
- Task List (Список задач):** A vertical sidebar on the left lists various tasks with expandable icons (+/-):
 - Задачи
 - ***
 - Вес
 - Витальные показатели
 - Температура
 - Качество пульса
 - ЧСС
 - ЧДД
 - НИАД
 - СНК
 - Цвет слизистых оболочек
 - УГК
 - Дегидратация
 - Инфузия
- Task Scheduler (Планер задач):** A horizontal timeline at the top of the grid, showing hours from 22 to 09. A red vertical line marks the current time at 10:00.
- Task Grid (Сетка заданий):** A large grid area where tasks are scheduled. It has columns for each hour and rows for each task. A green diagonal band highlights the current task's active period.

Annotations with arrows point to the following elements:

- Планер задач:** Points to the task scheduler timeline.
- Сетка заданий:** Points to the main task grid.
- Список задач:** Points to the task list sidebar.

ПЛАНЕР ЗАДАЧ

Позволяет настроить визуальное отображение задач и заданий.

Кнопка **“Сейчас”** возвращает пользователя на текущий период времени.

Данная кнопка позволяет скрыть выполненные ранее задания.




Кнопка **“Копия предыдущей смены”** переносит задания предыдущей текущую.

Кнопка **“Копия смены”** задания смены на

Кнопка **“Шаблон”** позволяет сохранить и применить, настроенный пользователем, вид заданий и задач на последующие смены.

Позволяет изменить масштаб таблицы заданий, в зависимости от выбранного периода времени.

СПИСОК ЗАДАЧ



Инструмент для работы с заданиями.

Список задач – общий список проводимых процедур.

Отображает как отдельные задачи, так и их группы.

Кнопка “

Кнопка “

Кнопка “

СЕТКА ЗАДАНИЙ

Напрямую связана со списком задач.

Сетка заданий разбита на получасовые интервалы.

<<

>>

Сейчас ⌚

Копия пред. смены 📄

Экспорт 📄

24.05, 10:00 – 22:00

Шаблон 📄

Только НЕВЫПОЛНЕННЫЕ задания 🖱️

Включая отмен. задачи 🗑️

12ч

24ч

48ч

неделя

Задачи	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21


Вес												
Витальные показатели												
Температура												
Качество пульса												
ЧСС												
ЧДД												
НИАД												
СНК												
Цвет слизистых оболочек												
УГК												
Дегидратация												
Инфузия												

Для того, чтобы назначить задание на конкретное время, необходимо кликнуть ЛКМ в нужном получасовом интервале.

ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАДАЧИ

Для добавления новой задачи (красная кнопка “+”), появляется диалоговое окно выбора типа задачи.

Для создания задачи в группе (черная кнопка “+”), например “Витальные показатели”, в графе “Тип задачи” будут отображены назначения, относящиеся только к группе витальных показателей.



Создать новую задачу

Тип задачи: Выберите тип задачи


Подробнее

Комментарий

Внимание!

Создать задачу

Включая флажок “**Внимание!**”, задача будет подсвечена красным цветом в списке задач.



Создать новую задачу

Тип задачи: Выберите тип задачи

Подробнее

Комментарий

Витальные показатели

Температура

Качество пульса

ЧСС

ЧДД

НИАЛ

Для удобства использования, в графе “Тип задачи” реализован поиск.

*** Программа работает не исключительно** со своей базой данных.

При необходимости, пользователь может добавить задачу, не представленную в программе, введя ее название в графу “Тип задачи”.

РАБОТА С СЕТКОЙ ЗАДАНИЙ



Проводя измерения, мед. персонал может зафиксировать результат в сетке, кликнув ЛКМ на конкретное задание. Для закрытия диалогового окна достаточно кликнуть ЛКМ за его пределами.

В зависимости от вида задачи, задание либо будет создано сразу, либо появится диалоговое окно для уточнения того, что нужно сделать.


Аппетит : через стому

Что нужно сделать?

кормить принудительно

Комментарий (дополнительная информация)

Скопировать Создать



РАБОТА С ЗАДАНИЯМИ

С помощью этого диалогового окна, врач может назначить процедуры, а мед. персонал может зафиксировать результаты проведенных процедур.

Кнопка **“Отменить”** позволяет отменить назначенную процедуру не убирая ее из сетки заданий.

Кнопка **“Удалить”** безвозвратно удаляет назначения из сетки заданий.

Кнопка **“Изменить”** позволяет изменить назначенное задание.

Кнопка **“Выполнить”** отмечает задание как выполненное и скрывает его.

Кнопка **“Скопировать”** позволяет скопировать назначенное задание.

Запланировать

От: 28.06.2023 10:00 До: 28.06.2023 22:00

Тип:

Заккрыть окно Запланировать

Комментарий (дополнительная информация)

Скопировать Отменить Удалить Изменить

Выполнить

МЕХАНИЗМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

С помощью кнопки “Скопировать” можно запланировать назначенное задание на выбранный интервал времени.

Планирование заданий можно осуществлять, как с помощью указания необходимого временного интервала, так и с помощью указания точного времени проведения назначаемого задания.

Также, скопировать и удалить задания часа можно нажатием на конкретный час на планере задач,

выбрав необходимые виды заданий и нажать на “Добавить (на весь час)” или “Удалить (на весь час)”.

13	14	15	16

Все задачи в выбранных группах (на час): 14:00 ✕

Выберите категории для копирования



- ☐ Шкалы и чек-листы
- ☐ Физиология
- ☐ Витальные показатели
- ☐ Препараты
- ☐ Процедуры
- ☐ Инфузия
- ☐ Лаб.показатели
- ☐ Лаборатория. Забор материала
- ☐ Манипуляции
- ☐ Уход
- ☐ ИВЛ

Удалить (на весь час)

Добавить (на весь час)


ИНФУЗИЯ

При работе с группой задач типа “Инфузия”, врач может указать все необходимые данные для проведения процедуры. Такие как препарат, его дозировка, скорость введения и т.д.


[illegible]

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ

В случае, если задача была создана некорректно или необходимо что-то в ней изменить, пользователь, нажав на задачу в списке, может дополнить ее информацией и добавить комментарий. Таким образом, заполнив поле дополнительной информации, наша задача по измерению систолического артериального давления примет вид из “Сис. АД” в “Сис. АД : измерить особо важно” в списке задач.



Флажок “**Внимание!**”, также, окрасит задачу в красный цвет, а в поле “**Комментарий**” можно указать дополнительные сведения о задаче.



ПРИКРЕПЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

В VetBoard предусмотрен механизм прикрепления файлов к любым заданиям.

Так, предварительно нажав на задание на сетке заданий и кликнув на иконку  , пользователь может прикрепить почти любой файл с компьютера, будь то фотография, текстовый документ или что-то еще.

Прикрепленные файлы открываются при нажатии на них в отдельном окне браузера.

Удалить прикрепленный файл можно нажав на кнопку с изображением корзины  рядом с файлом.